

## PROGRAMMA corso MIT



### Mobilizzazione Immobilizzazione Trasporto Trauma

Corso di aggiornamento / Teorico Pratico

<b>Data</b>		<b>Sede</b>		dalle 8.30 alle 17.45 totale 8 h. 15 min. attività didattica	
<b>Direttore del corso:</b>					
<b>Istruttori:</b>					
h. inizio	h. fine	sessione		istruttore	note/organizzazione
8:00	8:30	registrazione partecipanti			1 PC
8:30	8:45	LEZIONE 1: introduzione			1 video proiettore
8:45	9:15	LEZIONE 2: cinematica e trasporto			
9:15	11:45	<b>WORKSHOP 1:</b>			stazioni uguali <u>in parallelo</u> con 4 allievi/1 istruttore  <b>ogni allievo deve essere leader per ogni abilità almeno 1 volta</b> consiglio: se non ci sono problemi ogni allievo deve essere anche "paziente" per ogni abilità  per ogni stazione ▪ 1 collare ▪ 1 casco integrale ▪ Lenzuola/coperta
		9:15-9:45	teoria		
		9:45-10:15	Dimostrazione plenaria da parte della faculty		
		10:15-10:30	break		
		10:30-11:45	addestramento in stazioni in parallelo ▪ collare seduto ▪ collare supino ▪ roll-over con casco ▪ rimozione casco		
11:45	13:00	<b>WORKSHOP 2, 1° parte</b> estricazione-arti-(bacino)-"total body"- Rautek-abbattimento-imm. pediatrica			stazioni <u>a rotazione*</u>
		11:45-12:15	teoria		
		12:15-13:00	Dimostrazione plenaria da parte della faculty		
13:00	14:00	<i>pausa pranzo</i>			
14:00	16:30	<b>WORKSHOP 2, 2° parte</b> estricazione-arti-bacino-"total body"			<b>ogni allievo deve essere leader per ogni abilità almeno 1 volta</b> consiglio: se non ci sono problemi ogni allievo deve essere anche "paziente" per ogni abilità  ▪ 1 estricatore ▪ 2 spinali ▪ 2 cucchiaio ▪ 1 set immob. arti dep. ▪ 1 POD** ▪ 1 mat. dep.** ▪ 1 disp. Pediatrico**
		14:15-16:30	addestramento ▪ Stazione 1: estricatore (a scelta ked, sed, XT) con spinale ▪ Stazione 2: cucchiaio-spinale-ragno + abbattimento su spinale ▪ Stazione 3: cucchiaio (con accessori) – materasso depressione ▪ Stazione 4: rautek – arti – bacino - pediatrico ▪ Se: 12 allievi. Soppressione della stazione 4 che viene "spalmata" sulle altre 3		
17:15	17:45	<b>Test finale</b> <b>Confronto docenti-discenti e chiusura corso</b>			

Il corso è ottimizzato per 16 allievi, 4 stazioni con 4 allievi:1 istruttore (vedi programma).

**NOTA: non prevedere stazioni con n° allievi < 4 perché precarie per la realizzazione degli scenari**

- Se: device bacino-pediatrico e mat. dep. mancanti, la stazione 4 è soppressa e la stazione 3 incorpora arti, mentre la stazione 2 incorpora rautek.

\*\*se disponibili e utilizzati nel sistema EU di riferimento